

# HM Fvh 4001

Chladnička na lieky s konvekčným chladením  
Perfection



|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Objem brutto/netto                        | 394/239 l                                                            |
| Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)              | 597/654/1884                                                         |
| Vnútorne rozmery mm (š/h/v)               | 460/423/1660                                                         |
| Spotreba energie za 365 dní               | 172 kWh <sup>1</sup>                                                 |
| Teplota okolia                            | +10 °C do +35 °C                                                     |
| Tepelný výkon                             | 250 kJ/h                                                             |
| Chladiaci prostriedok                     | R 600a                                                               |
| Hlučnosť                                  | 49 dB(A)                                                             |
| Frekvencia / napätie                      | 50/60 Hz / 220-240 V~                                                |
| Chladiaci systém                          | dynamický                                                            |
| Proces odmrazovania                       | automatický                                                          |
| Teplotný rozsah                           | +5 °C                                                                |
| Gradient / max. flukácia                  | 4,9 °C <sup>2</sup> / 2,6 °C <sup>3</sup>                            |
| Povrchová úprava dverí/víka               | Oceľ / biela                                                         |
| Materiál dverí/farba                      | Oceľ / biela                                                         |
| Materiál vnútornej nádoby                 | Plast biely                                                          |
| Typ ovládání                              | 2,4" farebný displej, Ovládanie dotykom prsta                        |
| Výstražný signál v prípade poruchy        | optický a akustický                                                  |
| Alarm pri výpadku elektrickej siete       | bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej energie na min. 12 h |
| Rozhranie                                 | áno                                                                  |
| typ prepojitelnosti                       | SmartModule                                                          |
| riešenie prepojitelnosti                  | integrované, odnímateľné                                             |
| Rozhranie                                 | WLAN/LAN                                                             |
| Dátový záznamník                          | integrované, USB rozhranie                                           |
| Vnútorné osvetlenie                       | LED svetelný stĺp vľavo                                              |
| Odkladacie plochy                         | 1                                                                    |
| z toho prestaviteľných                    | 1                                                                    |
| Počet zásuviek                            | 8                                                                    |
| Materiál police                           | Rošty potiahnuté plastom                                             |
| Využitelné odkladacie plochy v mm (Š / H) | 400 / 420                                                            |
| Zaťažiteľnosť odkladacej plochy           | 50 kg                                                                |
| maximálne celkové zaťaženie               | 225 kg                                                               |
| Rukoväť                                   | antimikrobiálny úchyt s otváracou mechanikou                         |
| Priechodka snímača                        | 1 x Ø 10 mm                                                          |
| DIN 13277                                 | áno                                                                  |
| typ zámku                                 | elektronické, s diaľkovým ovládaním                                  |
| Dorazy dverí                              | vpravo vymeniteľné                                                   |
| Hmotnosť brutto/netto                     | 86/80 kg                                                             |
| Č. EAN                                    | 9005382255971                                                        |

<sup>1</sup> merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.  
<sup>2</sup> Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.  
<sup>3</sup> Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.

