

SFCse 801

Laboratórna mraznička so statickým chladením
Performance



Objem brutto/netto	77/59 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	550/610/680
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	380/410/490
Spotreba energie za 365 dní	158 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C
Tepelný výkon	337 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	37 dB(A)
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	statický
Proces odmrazovania	manuálny
Teplotný rozsah	-12 °C do -28 °C
Gradient / max. flukácia	3,3 °C ² / 1,7 °C ³
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ ovládání	dotyková elektronika
Výstražný signál v prípade poruchy	optický a akustický
Alarm pri výpadku elektrickej siete	pamäť pri výpadku siete
typ prepojitelnosti	SmartModule
riešenie prepojitelnosti	možnosť dodatočného vybavenia
Rozhranie	WLAN/LAN (voliteľné)
Vnútorne osvetlenie	LED
Materiál police	Sklo
Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)	380 / 266
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	40 kg
maximálne celkové zaťaženie	120 kg
Zásuvky	3
Rukoväť	Priehtbina pre rukoväť
Priechodka snímača	1 x Ø 10 mm
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	34,9/32,7 kg
Č. EAN	4016803158714

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.