


SRCse 801

Performance



Objem brutto/netto	94/78 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	550/610/680
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	400/460/520
Spotreba energie za 365 dní	87 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C
Tepelný výkon	105 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	37 dB(A)
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	statický
Proces odmrazovania	automatický
Teplotný rozsah	+3 °C do +7 °C
Gradient / max. flukácia	5,3 °C ² / 3,9 °C ³
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ ovládání	dotyková elektronika
Výstražný signál v prípade poruchy	optický a akustický
Alarm pri výpadku elektrickej siete	pamäť pri výpadku siete
typ prepojitelnosti	SmartModule
riešenie prepojitelnosti	možnosť dodatočného vybavenia
Rozhranie	WLAN/LAN (voliteľné)
Vnútorne osvetlenie	LED
Nastaviteľné police	2
Materiál police	Sklo
Využitelné odkladacie plochy v mm (Š / H)	400 / 336
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	40 kg
maximálne celkové zaťaženie	120 kg
Rukoväť	Priehtbina pre rukoväť
Priechodka snímača	1 x Ø 10 mm
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	30,1/27,8 kg
Č. EAN	4016803158752

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.