


# KDA - CASSOFIX<sup>®</sup> model 2D & KDA - CASSOFIX<sup>®</sup>

VONKAJŠIE BILATERÁLNE RÁMOVÉ APARÁTY NA PREDLAKTIE  
UMOŽŇUJÚCE KOMPRESÍVNO-DISTRAKČNÚ FUNKCIU RÔZNYCH  
VZÁJOMNÝCH POLÔH KIRSCHNEROVÝCH DRÔTOV

*EXTERNAL BILATERAL FRAME APPARATUSES for FOREARM  
PROVIDE COMPRESSION-DISTRACTION FUNCTION of DIFFERENT  
MUTUAL POSITION of KIRSCHNER'S WIRES*


- Korekcie vrodených vývojových chýb (skrátene končatiny, deformity)
- Korekcie získaných zlomenín a poúrazových odchýlok
- Skracovanie a predlžovanie končatín
  - Correction of congenital genetic defects (short limbs, deformities)
  - Correction of acquired fractures and traumatogenic deviations
  - Shortening and lengthening of limbs

distrakčný rozsah - 180 mm  
distraction range - 180 mm



**! Aparát KDA - CASSOFIX model 2D umožňuje  
PLYNULO UPRAVOVAŤ RÔZNOBEŽNÉ POLOHY DRÔTOV  
A SÚČASTNE MENIŤ ROZOVRETIE PRAVEJ A ĽAVEJ ČASTI RÁMU  
=> MOŽNOSŤ KORIGOVAŤ AJ ZNAČNÉ DEFORMITY !**

**! The apparatus KDA - CASSOFIX model 2D enables  
ADJUSTMENT OF VARIOUS CONCURRENT WIRE POSITIONS CONTINUOUSLY  
AND CHANGE OF THE FRAME'S RIGHT AND LEFT PART OPENING AT THE SAME TIME  
=> THE POSSIBILITY TO CORRECT ALSO CONSIDERABLE DEFORMITIES !**



maximálny uhol  
maximum angle

Kirschnerove drôty/Kirschner's wires