

CASSOFIX[®] model 3D model 3D long & CASSOFIX[®] - M model 3D

**UNILATERÁLNE VONKAJŠIE FIXÁTORY
S DVOMA KÍBOVÝMI KOTVIACIMI 3D MODULMI
A KOMPRESÍVNO-DISTRAKČNÝM MECHANIZMOM**

**UNILATERAL EXTERNAL FIXATORS
WITH TWO ANCHORING 3D JOINT MODULES
AND COMPRESSION-DISTRACTION MECHANISM**



- Liečba otvorených zlomenín
- Liečba infikovaných pseudoartróz
- Predlžovanie končatín
 - Open fracture treatment
 - Infected pseudo-artrosis treatment
 - Limb lengthening

**Fixátory umožňujú korekcie odchýlok zlomeniny
vo všetkých smeroch veľkých rozsahov**

*Fixators enable the correction of fracture deviations
in all directions of great areas*

**! Poloha kĺbového modulu sa pevne zafixuje
jednoduchým utiahnutím IBA JEDNEJ SKRUTKY "S" !**

*! The position of the joint module is fixed firmly
by simple tightening of JUST A SINGLE SCREW "S" !*



Distrakčný rozsah
Distraction range

Istiace prvky - max Ø
Securing elements - max Ø

0 - 100 mm

6,0 mm



0 - 60 mm

4,5 mm



0 - 35 mm

3,0 mm




Istiace prvky

- Steinmannove klince
- Schanzove skrutky
- Kirschnerove drôty

Securing elements

- Steinmann's pins
- Schanz's screws
- Kirschner's wires



www.cassofix.sk