


# CASSOFIX<sup>®</sup> - P

## TRAPÉZOVÝ VONKAJŠÍ FIXÁTOR NA PANVU TRAPEZIUM EXTERNAL FIXATOR for PELVIS



- Akútna repozícia a stabilizácia nestabilných zlomenín panvy
- Fixátor súčasne umožňuje unilaterálnu distrakciu proximálneho femuru (pri zlomeninách acetabula, pri zlomeninách hornej tretiny stehnovej kosti)

- Acute relocation and stabilization of unstable pelvis fractures
- At the time the fixator enables unilateral distraction of proximal femur (by acetabula fracture, by fractures of the upper third of femur)




**! Na zafixovanie rozvretia ramien fixátora, polohy ramena resp. ramien na femur a polôh každého kĺbového modulu stačí IBA JEDNODUCHO PEVNE UTIAHNUŤ SKRUTKY "S" !**

**! IT IS ENOUGH TO TIGHTEN "S" SCREWS FIRMLY to assure fixing of the fixator's arms opening, arm's or arms' position onto a femur and positions of each joint module !**



Istiace prvky - Schanzove skrutky  
Securing elements - Schanz's screws

max Ø 4,5 mm



varianty upevnenia istiacych prvkov  
anchorage variants of securing elements

[www.cassofix.sk](http://www.cassofix.sk)