



CASSOFIX® - TPK

TELESKOPICKÉ PANVOVÉ KLIĚŠTE TELESCOPIC PELVIS TONGS

- Kliešte slúžia na rýchlu imobilizáciu zlomeniny panvového kruhu u nestabilných pacientov po úraze
- *Tongs enables fast immobilization of pelvis round fracture by unstable patients after injury*


! Konštrukcia klieští umožňuje RÝCHLU A JEDNODUCHÚ ÚPRAVU ŠÍRKY A VÝŠKY RÁMU podľa šírky panvy a výšky abdomenu !

! Tongs construction enables QUICK AND SIMPLE ADJUSTING OF FRAME WIDTH AND HEIGHT according to pelvis width and abdomen height !



Skrutky sa zavádzajú cez bodové incízie dotlačením a následným ručným momentovým dotiahnutím hlavice skrutky

Screws are inserted through point incisions by impression and by consequent manual torque of screw cap



Hmotnosť Weight 1 400 g

**Panvové kliešte CASSOFIX - TPK Obj. č. 00030
Pelvis tongs CASSOFIX - TPK Order. No. 00030**