

KDA - CASSOMINIFIX[®] & KDA - CASSOMINIFIX[®] plus

VONKAJŠIE FIXÁTORY NA PRSTY EXTERNAL FIXATORS FOR FINGERS


- Korekcie vrodených vývojových chýb (skrátene končatiny, deformity)
- Korekcie získaných zlomenín a poúrazových odchýlok
- Skracovanie a predlžovanie prstov

- Correction of congenital genetic defects (short limbs, deformities)
- Correction of acquired fractures and traumatogenic deviations
- Shortening and lengthening of nails



Fixátor KDA - CASSOMINIFIX plus umožňuje vzájomne premostiť pravý a ľavý diel, a tak vytvoriť pevný bilaterálny rám

The fixator KDA - CASSOMINIFIX enables mutual bridging of the right and left part, thus creating a fixed bilateral frame



! Technické riešenie a detailná prepracovanosť zaručujú **JEDNODUCHÉ DOSIAHNUTIE STABILNEJ FIXÁCIE A PLYNULÚ KOMPRESIU/DISTRAKCIU FRAGMENTOV !**

! The technical solution and detailed sophistication assure **SIMPLE ACHIEVEMENT OF STABLE FIXATION AND CONTINUOUS COMPRESSION/DISTRACTION OF FRAGMENTS !**

Istiacie prvky - Kirschnerove drôty
Securing elements - Kirschner's wires



FERRMAT
Kurská 20
040 22 Košice
Slovak republic

Tel/Fax +421 55 6714 178
Mobil +421 907 768 421
+421 905 837 841
E-mail cassofix@cassofix.sk

IČO 10694609
DIČ 1024244298
Http www.cassofix.sk

